



LIVELLO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO	CRITERI CONTESTUALI DEL RISCHIO DIFFUSIVO	MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO PER IL PAZIENTE	MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO PER I SOCCORRITORI	MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO PER IL MEZZO DI SOCCORSO
<p>Misure STANDARD</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Qualsiasi codice di attivazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Telino monouso di copertura ▶ Mascherina chirurgica 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Igiene delle mani prima e dopo il trasporto ▶ Impiego dei DPI di base ▶ Mascherina chirurgica 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulizia accurata delle superfici ambientali e delle attrezzature con acqua e detergenti classici ▶ Adeguato smaltimento dei rifiuti sanitari speciali
<p>Misure DI ATTENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Qualsiasi codice di attivazione ▶ Presenza di sintomi similinfluenzali (febbre, tosse, raffreddore e mal di gola) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Telino monouso di copertura ▶ Mascherina chirurgica ▶ Lavaggio e disinfezione delle mani con soluzione alcolica ▶ Guanti in vinile o nitrile monouso 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mascherina chirurgica ▶ Lavaggio e disinfezione delle mani con soluzione alcolica prima e dopo il trasporto ▶ Impiego dei DPI di base (compresi i guanti in vinile o nitrile monouso e gli occhiali/visiera di protezione) ▶ Se non diversamente reso necessario dall'esecuzione di manovre salva-vita, ridurre al minimo il numero di soccorritori che entrano in contatto con la vittima e l'ambiente entro cui essa si trova ▶ Se non diversamente reso necessario dall'esecuzione di manovre salva-vita, mantenere una distanza di almeno 2 metri dal paziente 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Accensione della ventola di areazione durante il trasporto ▶ Pulizia accurata delle superfici ambientali e delle attrezzature con acqua e detergenti classici ▶ Areazione prolungata del vano sanitario ▶ Adeguato smaltimento dei rifiuti sanitari speciali
<p>Misure DI SOSPETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Codice di attivazione: C15-INFETTIVO ▶ Presenza di sintomi similinfluenzali (febbre, tosse, raffreddore e mal di gola) ▶ Riferito rientro della vittima da zone a rischio o da comuni italiani della "zona rossa" da meno di 14 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Telino monouso di copertura ▶ Mascherina chirurgica ▶ Lavaggio e disinfezione delle mani con soluzione alcolica ▶ Guanti in vinile o nitrile monouso 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lavaggio e disinfezione delle mani con soluzione alcolica prima e dopo il trasporto ▶ Se non diversamente reso necessario dall'esecuzione di manovre salva-vita, ridurre al minimo il numero di soccorritori che entrano in contatto con la vittima e l'ambiente entro cui essa si trova ▶ Se non diversamente reso necessario dall'esecuzione di manovre salva-vita, mantenere una distanza di almeno 2 metri dal paziente ▶ Corretta vestizione e svestizione dei DPI specificatamente forniti per la gestione dell'emergenza "COVID-19": <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tuta protettiva categoria 3 ▶ Occhiali/visiera di protezione ▶ Maschera con filtrante FFP2 o FFP3 ▶ Guanti in vinile o nitrile monouso 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Accensione della ventola di areazione durante il trasporto ▶ Pulizia accurata delle superfici ambientali e delle attrezzature con acqua e detergenti classici, seguita dalla disinfezione delle stesse tramite panni monouso con prodotti a base di ipoclorito di sodio allo 0.1-0.5% o perossido d'idrogeno allo 0.5% ▶ Areazione prolungata del vano sanitario ▶ Adeguato smaltimento dei rifiuti sanitari speciali

